





## 繁體中文

在使用**ESTELITE FLOW QUICK High Flow**光固化流動性複合樹脂之前，請詳細閱讀本產品的所有指示、注意事項與其他說明。

■**產品說明與一般產品資訊**

- ESTELITE FLOW QUICK High Flow具有黏稠度、X光線阻透性、次微米填料流動性光固化樹脂。ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂可以直接充填預備好的窩洞，使用方便。
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂採用了增強型游離基的光聚合敏感技術（RAP技術）。在波長範圍400 nm～500 nm（最大吸收波長470 nm）照射固化ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂的時間僅需本公司傳統產品的三分之一。請參照固化時間和固化深度的關係表。（■充填和光固化指示）
- RAP技術使得ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂較長的工作時間（90秒）得以改善。
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂中的 砂-鎢填料粒子重量比為68%（體積比為49%）。ESTELITE FLOW QUICK High Flow中每顆無機填料都是球型的次微米粒子（大部分次微顆粒的直徑為300nm，大小直徑範圍在40-600nm）。因此可以提供絕佳的表面光滑度與耐磨性能。材料單體包含二甲基丙烯酸酯A酯（2-hydroxy propxoy）聚乙二醇二甲基丙烯酸酯（Bis-GMA）和甲基丙烯酸二縮三乙二醇酯（TEGDMA）。

■**顏色**

- A1, A2, A3和OPA2
- ESTELITE SIGMA QUICK使用的比色板（ESTELITE SIGMA QUICK SHADE GUIDE）亦可用於ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂。所有比色板的顏色都對應ESTELITE SIGMA QUICK。
- OPA2是設計用來遮蓋內部輕微變色或是重新修復高度混濁牙齒。
- 關於可使用顏色，請與最近的代理商商議。

■**適應症**

- 前後牙的直接充填修復（特別適用於小、淺、隧道型窩洞）。
- 窩洞裡襯材。
- 間接修復前的窩洞倒凹封閉。
- 修補燒瓷、複合樹脂後形的破壞處。

■**禁忌**

ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂含有甲基丙烯酸單體，對於甲基丙烯酸酯和單體過敏的患者，敏感體質的患者，請勿使用ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂。

■**使用須知**

- ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂只可用於於此說明書內的牙科治療範圍，不可用於其他用途。
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂此種產品，只能銷售給專業且有執照的牙醫師使用，此項產品不可銷售給沒有口腔醫學專業的人士使用。
- 如果ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂的安全密封已經破壞或其內容物有被更動過，請不要使用。
- 若因使用ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂而引起過敏反應或過度敏感時，應立即停止。
- 為避免甲基丙烯酸單體可能造成的過敏反應，在每次使用本產品時請隨時戴上手套（塑膠、聚乙烯或乳膠手套）。注意：部分物質材料有可能會滲透手套。如果發現有部分的ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂接觸到手套時，請立即將手套脫掉並丟棄之，同時儘快用清水清洗雙手。
- 請避免ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂接觸到眼睛、黏膜組織、皮膚和衣物。
  - 如ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂接觸到眼睛，請用清水徹底沖洗後立即至眼科就醫。
  - 如ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂接觸到黏膜組織，請立即擦拭患部，待恢復後用清水徹底清洗。
  - 如ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂接觸到皮膚或衣物，請立即用酒精棉球或紗布擦拭該部位。
  - 請指示患者在接受以上處置後立即漱口。
- 嚴禁吞食或吸入ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂，否則可能會造成嚴重的傷害。
- 要注意ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂的儲存／收藏，避免病患或幼童拿取並誤食。
- 使用後請用酒精清潔充填器具。
- 在使用光固化設備／儀器時，必須要佩戴眼睛防護罩或是護日鏡。

■**充填和光固化指示**

在黏貼者處理前，先用您的光固化燈在口外確認ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂完全固化所需要的時間。下面的表格概述了照射時間和固化深度的關係。

光源	光強度 (mW/cm²)	照射時間 (秒)	臨床固化深度 (mm) <sup>1)</sup>	
鹵素燈	400	10	1.6	1.4
		20	1.9	1.7
		10	1.8	1.6
LED燈	260	5	1.5	1.4
		10	1.9	1.7
		10	1.5	1.3
電漿燈	950	5	1.6	1.4
		10	1.8	1.6
		3	1.7	1.5

- 固化深度是根據ISO4049，7.10章節「固化深度」的測試結果所定。

■**儲藏及保存方法**


- 儲藏ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂的溫度為 0-25°C（32-77°F）。
- 產品應避免陽光直射或暴露在高溫的環境。
- 不要使用超過使用期限的ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂（包裝盒和產品上有標明使用期限）。

■**廢棄物處理**

為了安全地處理剩餘的ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂，請將要去棄之造型型的內容物擠出，再將其光固化後即可依廢棄物處理之。

■**附屬注射器頭（Metal Syringe Tip）**

- 握住ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂管，將蓋子反時針方向旋轉脫位。[1]
- 握住ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂管，將注射頭順時針方向旋轉固定。[2]



- 附屬品和注射頭是專門為ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂所設計。請避免使用其他品牌注射頭。
- 注射頭可以單獨購買。
- 接觸注射頭時請戴手套。

■**臨床應用**

1. **清洗。**

請以軟毛刷杯和不含氟素的研磨膏徹底清潔牙齒表面後，用清水洗滌。

2. **選擇顏色。**

選擇適當顏色的ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂。

3. **隔濕。**

最好使用橡皮障作為隔濕方法。

4. **窩洞成形。**

預備窩洞並以清水洗滌。

5. **牙體保護。**

如果窩洞過於接近牙髓，請先用氫氧化鈣保護牙髓。請勿使用含丁香油酚（Eugenol-based）的材料來保護牙髓。因為含有丁香油酚（Eugenol-based）的材料會抑制ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂的光固化。ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂並不適用於直接的覆髓處置。

6. **黏著系統。**

按照使用說明書，使用光固化黏結劑。

- 注意：請勿使用自凝型（self-curing）的黏著劑。建議使用ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂時搭配光固化的黏著劑。因為自凝型的黏著劑或自凝／光固化的（dual-cured）的黏著劑在搭配光固化複合樹脂同時使用時，會降低其黏著效果。如果您要使用自凝型（self-cured）的黏著劑或自凝／光固化的（dual-cured）的黏著劑，在使用前請再次確認，您所使用的黏著劑可搭配光固化樹脂同時使用，且不影響樹脂的黏著強度。
- 在做燒瓷、複合樹脂後形的修補時，需先用砂碗含試劑處理表面，然後再應用光固化黏著系統。

7. **充填，雕刻外形。**

可以用注射器直接充填，或者將樹脂擠到調板後用充填器充填。充填後的樹脂厚度不能超過可固化的深度（請參照前述的表格）。

- 對於剛從冰箱冷藏室取出的產品，在將材料擠出注射器時請勿施力過度。
- 不可將ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂與其他品牌的樹脂混合使用，以免發生不完全固化或者發生氣泡。為了避免發生氣泡，請勿將ESTELITE FLOW QUICK High Flow光固化流動性複合樹脂和其他顏色的樹脂混合使用。
- 擠出樹脂後，拿掉並丟棄注射頭，用紗布擦拭管口並且立即將蓋子蓋回。

8. **光固化。**

分層光固化樹脂。注意最小固化時間（請參照前述的表格）。

- 如果使用其他品牌樹脂分層覆蓋，請遵循其使用說明書。

9. **修整。**

修整與拋光打亮。在最後修整／修形的步驟，請使用細顆粒的鑽石鑽頭來做外型的修整。使用具有12吋槽的的碳鋼磨針，在不噴水的狀態下緩慢處理樹脂和牙齒的交接面。在牙齒的鄰接面，您可以使用鄰接面打亮片（metal finishing strips金屬打磨帶，vinyl polishing strips塑膠打磨帶）。就最後的拋光打亮步驟，您可選擇橡膠的磨頭或是其他適合的拋光打亮工具。例如：PoGo™（DENTSPLY/ Caulk），Sof-Lex™（3M ESPE），Identoflex® HiLuster Dia Polishers（Kerr），D-FINE™ Hybrid Diamond（COSMEDENT, Inc.）…等。

\*PoGo, Sof-Lex, Identoflex與D-FINE並非屬於Tokuyama Dental Corporation註冊的商標內。

**注意事項：**任何因產品不正確使用所造成之損壞與傷害，本製造廠商一律不負任何責任。基於牙科的專業領域，牙科醫師有責任在使用前先進確認所使用的為適當的產品。產品規格如有更動，恕不另行通知。當產品規格有所更動時，本說明書及注意事項也有可能隨之更動。

## ESPAÑOL

**lea con atención todas las instrucciones, precauciones y avisos antes de utilizar el ESTELITE FLOW QUICK High Flow.**

■**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN GENERAL.**

- ESTELITE FLOW QUICK High Flow es una resina compuesta de baja viscosidad, fotopolimerizable y radiopaca. La aplicación directa de ESTELITE FLOW QUICK High Flow en la cavidad preparada hace que su manejo sea sencillo.
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow utiliza una tecnología de amplificación de los radicales iniciadores de la fotopolimerización (tecnología RAP). El tiempo de polimerización del ESTELITE FLOW QUICK High Flow se puede reducir en un tercio utilizando una lámpara de fotopolimerización con una longitud de onda de 400 a 500 nm (valor de pico: 470 nm) en comparación con nuestros productos convencionales. Consulte la tabla en la que se describe la relación entre el tiempo de polimerización y la profundidad de curado (■INDICACIONES PARA LA OBTURACIÓN Y LA POLIMERIZACIÓN).
- La tecnología RAP permite un tiempo de trabajo mayor (90 s) para el ESTELITE FLOW QUICK High Flow.
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow contiene un 68% en peso (49% en volumen) de partículas de relleno de sílice-zirconio. Todo el relleno inorgánico contenido en ESTELITE FLOW QUICK High Flow se compone de partículas esféricas (entre de 40 a 600 nm y con tamaño medio de 300 nm), lo que proporciona un excelente brillo y resistencia al desgaste. La matriz de monómero contiene bisfenol A di(2-hidroxi propxoi) dimetacrilato (Bis-GMA) y trietenglicol dimetacrilato (TEGDMA).

■**COLOR**

A1, A2, A3 y OPA2.

- La ESTELITE SIGMA QUICK SHADE GUIDE proporcionada para ESTELITE SIGMA QUICK puede ser utilizada también para el ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Todos los colores se corresponden a los del ESTELITE SIGMA QUICK.

- OPA2 está diseñado para ocultar ligeras pigmentaciones o reconstruir un diente muy opaco.

- Contacte con su distribuidor local para conocer cuáles son los colores disponibles.

■**INDICACIONES**

- Restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores (particularmente indicado para cavidades pequeñas, poco profundas o con forma de túnel)
- Revestimiento de la cavidad
- Para regularizar paredes cavitarias antes de elaborar restauraciones indirectas
- Reparación de cerámica/composite

■**CONTRAINDICACIONES**

ESTELITE FLOW QUICK High Flow contiene monómeros metacrilícos. No utilice ESTELITE FLOW QUICK High Flow en pacientes alérgicos o con hipersensibilidad al metacrilato y a monómeros afines.

■**PRECAUCIONES**

- EMPLEE el ESTELITE FLOW QUICK High Flow solamente para los fines indicados en estas instrucciones. Utilice el ESTELITE FLOW QUICK High Flow solo de acuerdo con estas indicaciones.
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow está diseñado para su venta y utilización por parte de odontólogos profesionales. No está diseñado para su utilización por parte de personas que no sean odontólogos profesionales.
- NO EMPLÉE el ESTELITE FLOW QUICK High Flow si los precintos de seguridad están rotos o presentan signos de manipulación.
- Suspenda inmediatamente el uso del ESTELITE FLOW QUICK High Flow si éste provoca reacciones alérgicas o de hipersensibilidad.
- Se recomienda utilizar siempre guantes de exploración (de plástico, vinilo o látex) a la hora de manipular el ESTELITE FLOW QUICK High Flow, para evitar posibles reacciones alérgicas a los monómeros metacrilícos. Aviso: Algunas sustancias/materiales pueden atravesar los guantes de exploración. Si ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con los guantes, quíteselos, deséchelos y lávese inmediatamente las manos con abundante agua.
- Evite el contacto del ESTELITE FLOW QUICK High Flow con los ojos, la membrana mucosa, la piel y la ropa.
  - Si el ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con los ojos, enjuáguelos abundantemente con agua y consulte inmediatamente un oftalmólogo
  - Si el ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con la membrana

mucosa, limpie inmediatamente el área afectada y enjuáguela perfectamente con agua una vez terminada la restauración.

- Si el ESTELITE FLOW QUICK High Flow entra en contacto con la piel o la ropa, limpie inmediatamente el área con un algodón o paño humedecido con alcohol.
- Indique al paciente que se enjague la boca inmediatamente después del tratamiento.
- No se debe ingerir ni aspirar el ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Su ingestión o aspiración puede provocar lesiones graves.
- Para evitar la ingestión accidental de ESTELITE FLOW QUICK High Flow, no deje el producto sin supervisión al alcance de los pacientes o de los niños.
- Limpie los instrumentos de aplicación con alcohol después de su uso.
- Durante el uso de lámparas de fotopolimerización se deberán utilizar gafas o protectores oculares.

■**INDICACIONES PARA LA OBTURACIÓN Y LA POLIMERIZACIÓN**
Asegúrese de fotopolimerizar el ESTELITE FLOW QUICK High Flow fuera de la boca y compruebe el tiempo necesario para completar la polimerización del ESTELITE FLOW QUICK High Flow con su lámpara de polimerizar antes de realizar el proceso de adhesión. La siguiente tabla resume la relación entre el tiempo de polimerización y la profundidad de polimerización.

Tipo de lámpara	Intensidad (mW/cm²)	Tiempo de polimerización (segundos)	Profundidad de curado (mm) <sup>1)</sup>	
Halógena	400	10	1.6	1.4
		20	1.9	1.7
		10	1.8	1.6
LED	260	5	1.5	1.4
		10	1.9	1.7
		10	1.5	1.3
Plasmabogen	950	5	1.6	1.4
		10	1.8	1.6
		3	1.7	1.5

- La profundidad de polimerización ha sido determinada sobre la base de los resultados de las pruebas realizadas conforme a la sección 7.10 "Profundidad de polimerización" de la norma ISO4049.

■**ALMACENAJE**

Almacene el ESTELITE FLOW QUICK High Flow a una temperatura entre 0 y 25°C (32 - 77°F).

- EVITE una exposición directa del ESTELITE FLOW QUICK High Flow a la luz y al calor.


- NO utilice el ESTELITE FLOW QUICK High Flow después de la fecha de caducidad indicada en la jeringa/embalaje.

■**ELIMINACIÓN**

Para eliminar de forma segura el exceso de ESTELITE FLOW QUICK High Flow, expulse el material no utilizado de la jeringa y fotopolimericelo antes de desecharlo.

■**COLOCACIÓN DE LA PUNTA (Metal Syringe Tip)**

- Sujete la boquilla y gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitarla. [1]
- Sujete la boquilla y inserte en ella Metal Syringe Tip. Gire Metal Syringe Tip en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté colocada con seguridad. [2]



- Los accesorios y Metal Syringe Tip han sido exclusivamente diseñados para ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Evite emplear puntas de jeringas de otras marcas con el ESTELITE FLOW QUICK High Flow.

- Metal Syringe Tip se venden también por separado.

- Emplee guantes para colocar Metal Syringe Tip.

■**PROCEDIMIENTO CLÍNICO**

1. **Limpieza**

Limpie perfectamente la superficie del diente con una copa de goma y una pasta de profilaxis sin fluor y después enjuéguela con agua.

2. **Selección del color**

Selección el color adecuado de ESTELITE FLOW QUICK High Flow.

3. **Aislamiento**

La mejor forma de aislar es utilizar un dique de goma.

4. **Preparación de la cavidad**

Prepare la cavidad y enjuáguela con agua.

5. **Protección de la pulpa**

Si la cavidad está cerca de la pulpa, se debe aplicar hidróxido de calcio. NO UTILICE MATERIALES QUE CONTIENEN EUGENOL para proteger la pulpa porque inhibirán la polimerización del ESTELITE FLOW QUICK High Flow. ESTELITE FLOW QUICK High Flow no está indicado para obturar una exposición pulpar directa.

6. **Sistema de adhesión**

Aplique el adhesivo fotopolimerizable de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- No utilice adhesivos autopolimerizables. Se recomienda utilizar un adhesivo fotopolimerizable con el ESTELITE FLOW QUICK High Flow porque otros tipos de adhesivos, como el autopolimerizable o el de polimerización dual, pueden no proporcionar una adhesión eficaz cuando se utilizan con resinas compuestas de fotocurado. Si desea utilizar un adhesivo autopolimerizable o de polimerización dual, debe asegurarse de que estos sistemas sean compatibles con las resinas compuestas fotopolimerizables que está empleando.
- En caso de reparaciones de cerámica/composite, asegúrese de acondicionar previamente la superficie con un agente de unión de silano ANTES de realizar la técnica adhesiva.

7. **Restaurar y contornear**

Las cavidades pueden ser directamente obturadas con Metal Syringe Tip o indirectamente con un instrumento después de expulsar el composite en un papel de mezcla. Los incrementos no deben superar la profundidad indicada en cada caso (por favor, consulte la tabla arriba mencionada).

- NO aplique una fuerza excesiva para expulsar el material de la jeringa inmediatamente después de haberla sacado del refrigerador.
- NO mezcle el ESTELITE FLOW QUICK High Flow con otras marcas de resina compuesta para evitar una polimerización incompleta o la formación de burbujas de aire. Para evitar que se formen burbujas de aire, NO mezcle el ESTELITE FLOW QUICK High Flow con otros colores de la misma resina.
- Después de expulsar la resina, retire y deseché Metal Syringe Tip, limpie la boquilla con un paño y coloque la tapa inmediatamente.

8. **Fotopolimerización**

Fotopolimerice según el tiempo indicado (por favor, observe la tabla mencionada anteriormente).

- Si aplica capas de resinas compuestas de otras marcas sobre la resina compuesta fotopolimerizada deberá seguir las respectivas indicaciones del fabricante.

9. **Acabado**

Modelado y pulido de la restauración. Para el acabado final, emplee puntas de diamante de grano fino. Para disminuir la línea de unión entre la resina y el diente natural, realice un bisel mediante fresa de carburo de tungsteno de 12 hojas con rotación lenta y sin refrigeración acuosa. Emplee tiras de pulir metálicas para acabado o de acetato para pulido en las superficies proximales. Para el pulido final emplee puntas de goma u otros instrumentos de pulido adecuados, como PoGo™（DENTSPLY/Cauk），Sof-Lex™（3M ESPE），Identoflex® HiLuster Dia Polishers

（Kerr），o D-FINE™ Hybrid Diamond（COSMEDENT, Inc.）.

\* PoGo, Sof-Lex, Identoflex y D-FINE no son marcas registradas de Tokuyama Dental Corporation.

AVISO IMPORTANTE: El fabricante no será responsable de ningún daño o lesión provocados por el uso incorrecto de este producto. Es responsabilidad personal del odontólogo asegurarse de que el producto es el adecuado para su aplicación antes de utilizarlo.

Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. En caso de cambio en la especificación del producto, se podrán registrar cambios en las instrucciones y precauciones también.

## Português

**Leia atentamente todas as instruções, precauções de uso e notas antes de utilizar ESTELITE FLOW QUICK High Flow.**

**Produto de Uso Único, PROIBIDO REPROCESSAR**

Registro ANVISA nº: 80117580435

Responsável Técnico: Luiz Levy Cruz Martins - CRF-SP: 42415

■**DESCRIÇÃO DO PRODUTO E INFORMAÇÕES GERAIS**

- ESTELITE FLOW QUICK High Flow é uma resina fotopolimerizável, radiopaca, de baixa viscosidade. A aplicação direta de ESTELITE FLOW QUICK High Flow na cavidade preparada torna fácil o seu manejo.
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow por apresentar tecnologia de fotopolimerização Radical-Amplified (RAP), diminui o tempo de polimerização a um terço quando comparado a outros produtos convencionais desde que sejam seguidos os critérios do fabricante, ou seja, uso da unidade de lâmpada de fotopolimerização com faixa de comprimento de ondas entre 400 nm e 500 nm (pico: 470 nm). Para maiores informações consulte o quadro que indica a relação entre o tempo de fotopolimerização e a profundidade do incremento (■INDICAÇÕES PARA RESTAURAÇÃO E FOTOPOLIMERIZAÇÃO).
- A tecnologia RAP proporciona para o Cirurgião dentista um maior tempo de trabalho (90 segundos), antes do endurecimento do material, com ESTELITE FLOW QUICK High Flow.
- O ESTELITE FLOW QUICK High Flow é um produto que proporciona excelente retenção de brilho e resistência ao desgaste, uma vez que 68% do seu peso (49% em volume) material restaurador é composto de sílica-zircônia; todo seu material restaurador inorgânico são partículas esféricas (o tamanho médio das partículas é de 300 nm, na faixa de 40 a 600 nm) e a matriz monomérica do ESTELITE FLOW QUICK High Flow contém Bisfenol A di(2-hidroxioproxi) dimetacrilato (Bis-GMA) e trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA).

■**TONALIDADES**

A1, A2, A3 e OPA2.

- A escala de tonalidades ESTELITE SIGMA QUICK SHADE GUIDE, fornecida para o ESTELITE SIGMA QUICK, também pode ser usada para o ESTELITE FLOW QUICK High Flow. Todas as tonalidades deste produto correspondem às tonalidades de ESTELITE SIGMA QUICK.

- A tonalidade OPA2 foi especialmente desenvolvida para encobrir pequenas manchas internas ou reconstruir dentes extremamente opacos.

- Consulte o seu representante local para conhecer as tonalidades disponíveis.

■**INDICAÇÕES**

- Restaurações diretas nos dentes anteriores e posteriores (particularmente para cavidades pequenas, pouco profundas e com forma de túnel)

- Revestimento de cavidades

- Para vedamento de cavidades preparadas antes de confeccionar as restaurações indiretas.

- Reparo de porcelanas/compostos

■**CONTRAINDICAÇÕES**

Devido à presença de monômeros metacrilícos na fórmula do ESTELITE FLOW QUICK High Flow ele não deve ser utilizado em pacientes alérgicos ou hipersensíveis a monômeros metacrilícos ou substâncias semelhantes.

■**PRECAUÇÕES**

- ESTELITE FLOW QUICK High Flow só deve ser utilizado para os propósitos indicados na presente instrução e da forma descrita nas instruções do fabricante.
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow foi desenvolvido para ser vendido e usado somente por Cirurgiões Dentistas, não sendo previsto sua comercialização a profissionais não licenciados para o tratamento dentário.
- NÃO use o ESTELITE FLOW QUICK High Flow, se os selos de segurança estiverem rompidos ou se apresentarem sinais de terem sido violados.
- Se o ESTELITE FLOW QUICK High Flow provocar hipersensibilidade ou reações alérgicas, interrompa imediatamente seu uso.
- Use luvas de exame (de plástico, vinil ou látex) sempre que utilizar o ESTELITE FLOW QUICK High Flow, a fim de evitar possíveis reações alérgicas provocadas pelos monômeros metacrilícos. Nota: determinados materiais ou substâncias conseguem penetrar através das luvas. Se uma porção de ESTELITE FLOW QUICK High Flow entrar em contato com as luvas de exame, tire e descarte essas luvas e lave imediatamente as mãos com bastante água.
- Evite o contato de ESTELITE FLOW QUICK High Flow com os olhos, mucosas, pele e roupas.
  - Se ESTELITE FLOW QUICK High Flow entrar em contato com os olhos, lave-os abundantemente com água e consulte imediatamente um oftalmologista.
  - Se ESTELITE FLOW QUICK High Flow entrar em contato com membranas mucosas, limpe imediatamente a região afetada, lavando abundantemente com água uma vez que o trabalho de restauração tiver sido concluído.
  - Se ESTELITE FLOW QUICK High Flow entrar em contato com a pele ou roupas, limpe imediatamente a região afetada com gaze ou algodão embebido em álcool.
- Oriento o paciente para que lave a boca imediatamente após o tratamento.
- ESTELITE FLOW QUICK High Flow não deve ser ingerido nem aspirado. A ingestão ou aspiração da substância pode causar lesões graves.
- Para evitar a ingestão accidental de ESTELITE FLOW QUICK High Flow, não deixe o produto sem vigilância ao alcance de pacientes ou crianças
- A limpeza do instrumental utilizado na restauração, deve ser limpo com álcool, além dos outros procedimentos de limpeza e esterelização por autoclave.
- Tanto os Cirurgiões Dentistas quanto os pacientes devem usar óculos ou proteção ocular durante o uso da unidade de lâmpada de fotopolimerização.

■**INDICAÇÕES PARA RESTAURAÇÃO E FOTOPOLIMERIZAÇÃO**

Faça com certeza a fotopolimerização do ESTELITE FLOW QUICK High Flow fora da boca e verifique o tempo necessário para o endurecimento completo do ESTELITE FLOW QUICK High Flow com sua unidade de lâmpada de fotopolimerização, antes de realizar o processo de adesão. O quadro abaixo sintetiza a relação entre tempo de perimerização e profundidade dos incrementos.

Tipo de luz	Intensidade (mW/cm²)	Tempo de polimerização (segundos)
-------------	----------------------	-----------------------------------