

Potenza

CLOUD CLEAN

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

Fabricante e detentor do registro: PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville, Estado:

SC, País: Brasil CEP: 89203-212 | CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L (8.11.992-7)

Notificação ANVISA nº 81199279035

Responsável Técnico: ÉLEN LOOS LEHM - CRQ/SC NR. 13303733



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Nome comercial do produto: POTENZA CLOUD CLEAN

Nome Técnico do Produto: Material para limpeza de aparelhos ortodônticos removíveis

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE PARA CONSULTA ATÉ O CONSUMO TOTAL DO PRODUTO.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE USO ESTÁ DE ACORDO COM O PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE USO, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Água, peróxido de hidrogênio, espessante, formador de espuma, aroma.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA CLOUD CLEAN é uma espuma de limpeza para dispositivos bucais removíveis (alinhadores invisíveis, placa de contenção ortodôntica e dispositivos mio-relaxantes). A limpeza dos dispositivos intraorais móveis se dá através da ação de agentes surfactantes (lauril sulfato de sódio) e oxidativos (peróxido de hidrogênio).

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA CLOUD CLEAN é destinado a limpeza de dispositivos intraorais móveis, tais como: alinhadores invisíveis, placa de contenção ortodôntica e dispositivos mio-relaxantes.

CONTRAINDICAÇÕES:

O produto não deve ser utilizado em boca.
Não utilize o produto em pacientes alérgicos a quaisquer dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES:

Siga as instruções de uso;
Não utilize caso a embalagem estiver danificada;
Não utilize caso a validade do produto estiver expirada;
A supervisão de um adulto é necessária para crianças menores de 12 anos de idade;
Evite o contato com os olhos, pele ou cabelo. Caso ocorra, lave abundantemente e monitore até a remissão de quaisquer sinais ou sintomas;
Não deixe o produto ao alcance de crianças ou pessoas não habilitadas para seu uso;
Logo após o uso do produto, mantenha sua embalagem devidamente fechada;
Antes de reutilizar o dispositivo intraoral móvel, certifique-se de remover todo o conteúdo do produto, enxaguando-o em água corrente.

EFEITOS COLATERAIS:

Se o produto for utilizado conforme instruções, nenhum efeito colateral é esperado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar o contato do produto com a mucosa, pele, olhos e cabelo;
Conservar o produto sobre abrigo de fontes de luz solar e calor;
Não deixe o produto ao alcance de crianças ou pessoas não habilitadas para seu uso.

INSTRUÇÕES DE USO:

Para a obtenção dos efeitos desejados, deve-se posicionar o dispositivo intraoral em um recipiente (ex.: estojo, container) e aplicar a espuma sobre o mesmo de modo a cobri-lo por 15 minutos. Após este período de tempo, enxaguar o dispositivo intraoral em água corrente.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em temperatura ambiente (0°C a 30°C), protegido da umidade e exposição solar direta.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

O produto pode ser transportado em temperaturas entre -5°C e 50°C.

DATA DE FABRICAÇÃO:

VIDE EMBALAGEM.

DATA DE VALIDADE:

24 (vinte e quatro) meses após a data de fabricação.

MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.



**Manter fora do
alcance de crianças**



**Veja o Manual de
Instruções**



Siga as instruções



Reciclável

Potenza

CLOUD CLEAN

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

Manufacturer and registration holder: PHS DO BRASIL LTDA

Ottokar Doerffel street, 1112, Atiradores, Joinville/SC, Brazil, ZIP CODE:

89203-212 | CNPJ: 17.910.389/0001-05

BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Operating permit MS: X401M5619X7L (8.11.992-7)

Notification at ANVISA nº 81199279035

Technical manager: ÉLEN LOOS LEHM - CRQ/SC NR. 13303733



Technical Support

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Product trade name: POTENZA CLOUD CLEAN

Product Technical Name: Material for cleaning removable orthodontic appliances

READ CAREFULLY ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP FOR CONSULTATION UNTIL THE PRODUCT IS COMPLETELY CONSUMED.

MAKE SURE THAT THE INSTRUCTIONS FOR USE AGREE WITH THE PRODUCT TO BE USED.

TO ACCESS THE PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTIONS FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.

BASIC COMPOSITION:

Water, hydrogen peroxide, thickener, foamer, aroma.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA CLOUD CLEAN is a cleaning foam for removable oral devices (aligners, orthodontic retainers and mouthguards). Cleaning of mobile intraoral devices is done through the action of surfactant (sodium lauryl sulfate) and oxidative (hydrogen peroxide) agents.

PRODUCT INDICATION:

POTENZA CLOUD CLEAN is intended for cleaning removable intraoral devices, such as: invisible aligners, orthodontic retainers and mouthguards.

CONTRAINDICATIONS:

The product must not be used in the mouth.

Do not use the product on patients who are allergic to any of the components of the formula.

PRECAUTIONS:

Follow the instructions for use;

Do not use if the packaging is damaged;

Do not use after the expiration date;

Adult supervision is required for children under 12 years of age;

Avoid contact with eyes, skin or hair. If it occurs, wash abundantly and monitor until remission of any signs or symptoms;

Do not leave the product within the reach of children or people not qualified for its use;

Right after using the product, keep its packaging properly closed;

Before reusing the removable intraoral device, make sure to remove the entire content of the product by rinsing it under running water.

SIDE EFFECTS:

If the product is used as directed, no side effects are expected.

WARNINGS:

Avoid contact of the product with the mucosa, skin, eyes and hair; Store the product away from sunlight and heat sources; Do not leave the product within the reach of children or people not qualified for its use.

INSTRUCTIONS FOR USE:

To obtain the desired effects, place the intraoral device in a container (eg case, container) and apply the foam over it in order to cover it for 15 minutes. After this period of time, rinse the intraoral device under running water.

SIDE EFFECTS:

If the product is used as directed, no side effects are expected.

CONSERVATION AND STORAGE:

Store the product at room temperature (0°C to 30°C), protected from moisture and direct sunlight.

TRANSPORT CONDITIONS:

The product can be transported at temperatures between -5°C and 50°C.

MANUFACTURING DATE:

SEE PACKAGING.

EXPIRATION DATE:

24 (twenty-four) months after the manufacturing date.

KEEP THE PACKAGING CLOSED WHEN NOT IN USE.



Keep out of the reach of children



See the instruction manual



Follow the instructions



Recyclable

Potenza

CLOUD CLEAN

INSTRUCCIONES DE USO PARA PROFESIONALES

Fabricante y titular del registro: PHS DO BRASIL LTDA

Calle OttokarDoerffel, 1112, Atiradores, Joinville/SC, Brasil

CEP: 89203-212 | CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Permiso de funcionamiento MS: X401M5619X7L (8.11.992-7) Notificación
en ANVISA nº 81199279035

Responsable técnico: ÉLEN LOOS LEHM - CRQ/SC NR. 13303733



Soporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Nombre comercial del producto: POTENZA CLOUD CLEAN

Nombre técnico del producto: Material para la limpieza de aparatos de ortodoncia removibles

READ CAREFULLY ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP FOR CONSULTATION UNTIL THE PRODUCT IS COMPLETELY CONSUMED.

MAKE SURE THAT THE INSTRUCTIONS FOR USE AGREE WITH THE PRODUCT TO BE USED.

PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, CONTACTE AL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.

COMPOSICIÓN BÁSICA:

Agua, peróxido de hidrógeno, espesante, espumante, aroma.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA CLOUD CLEAN es una espuma limpiadora para dispositivos orales removibles (alineadores, retenedores de ortodoncia y dispositivos miorrelajantes). La limpieza de los dispositivos intraorales móviles se realiza mediante la acción de agentes tensioactivos (laurilsulfato de sodio) y oxidantes (peróxido de hidrógeno).

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA CLOUD CLEAN está destinado a la limpieza de dispositivos intraorales móviles, tales como: alineadores invisibles, retenedores de ortodoncia y dispositivos de miorrelajación.

CONTRA INDICACIONES:

El producto no debe utilizarse en la boca.

No utilizar el producto en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

Siga las instrucciones de uso;

No lo use si el paquete está dañado;

No lo use si la validez del producto ha expirado;

Se requiere la supervisión de un adulto para niños menores de 12 años;

Evite el contacto con los ojos, la piel o el cabello. Si ocurre, lavar abundantemente y vigilar hasta la remisión de cualquier signo o síntoma;

No deje el producto al alcance de niños o personas no calificadas para su uso;

Inmediatamente después de utilizar el producto, mantenga su embalaje debidamente cerrado;

Antes de reutilizar el dispositivo intraoral móvil, asegúrese de eliminar todo el contenido del producto enjuagándolo con agua corriente.

EFFECTOS COLATERALES:

Si el producto se usa según las indicaciones, no se esperan efectos secundarios.

ADVERTENCIAS:

Evitar el contacto del producto con las mucosas, piel, ojos y cabello; Guarde el producto lejos de la luz solar y fuentes de calor; No deje el producto al alcance de niños o personas no calificadas para su uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para obtener los efectos deseados, coloque el dispositivo intraoral en un recipiente (por ejemplo, estuche, recipiente) y aplique la espuma sobre él para cubrirlo durante 15 minutos. Después de este período de tiempo, enjuague el dispositivo intraoral con agua corriente.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto a temperatura ambiente (0°C a 30°C), protegido de la humedad y de la luz solar directa.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5°C y 50°C.

FECHA DE FABRICACIÓN:

VER EMBALAJE.

FECHA DE VALIDEZ:

24 (veinticuatro) meses después de la fecha de fabricación.

MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO SE UTILICE.



Mantener fuera del alcance de los niños



Ver el Manual Instrucciones



Sigue las instrucciones



Reciclable