

Potenza

CLOUD FLÚOR

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

Fabricante e detentor do registro: PHS DO BRASIL LTDA

Rua Ottokar Doerffel, 1112, Bairro: Atiradores, Cidade: Joinville, Estado:

SC, País: Brasil CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05

INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L(8.11.992-7)

Notificação ANVISA nº 81199270029

Responsável Técnico: ÉLEN LOOS LEHM - CRQ/SC NR. 13303733



Suporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Nome comercial do produto: POTENZA CLOUD FLÚOR

Nome Técnico do Produto: Fluido Com Flúor de Uso Odontológico

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE USO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.

GUARDE PARA CONSULTA ATÉ O CONSUMO TOTAL DO PRODUTO. GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.

CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE USO ESTÁ DE ACORDO COM O PRODUTO A SER UTILIZADO.

PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE USO, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Água, fluoreto de sódio, espessante, estabilizador de espuma, aroma e conservante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA CLOUD FLÚOR é uma espuma fluoretada que por conter flúor como princípio ativo, atua como agente remineralizante do esmalte dental, ligando-se ao cálcio e fosfato naturalmente presentes no dente e formando fluorapatita, um material resistente a cáries e que ajuda a preveni-las.

INDICAÇÃO DO PRODUTO:

POTENZA CLOUD FLÚOR é indicado para fluoretação do esmalte de pacientes de alto risco à cárie, entre eles portadores de necessidades especiais e ortodônticos, pacientes submetidos à raspagem periodontal e casos de hipersensibilidade dentinária.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilize o produto em pacientes alérgicos a quaisquer dos componentes da fórmula.

PRECAUÇÕES:

Siga as instruções de uso;

Não utilize caso a embalagem estiver danificada;

Não utilize caso a validade do produto estiver expirada;

Evite o contato com os olhos, pele ou cabelo. Caso ocorra, lave abundantemente e monitore até a remissão de quaisquer sinais ou sintomas;

Não deixe o produto ao alcance de crianças ou pessoas não habilitadas para seu uso;

Logo após o uso do produto, mantenha sua embalagem devidamente fechada.

EFEITOS COLATERAIS:

Se o produto for utilizado conforme instruções, nenhum efeito colateral é esperado.

ADVERTÊNCIAS:

Evitar o contato do produto com a mucosa, pele, olhos e cabelo;
Conservar o produto sobre abrigo de fontes de luz solar e calor;
Não deixe o produto ao alcance de crianças ou pessoas não habilitadas para seu uso.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Realize o afastamento dos tecidos moles (ex: abridor de boca).
2. Realize a profilaxia profissional prévia (pedra-pomes e água ou pasta profilática).
3. Coloque o paciente na posição vertical para diminuir o risco de deglutição e utilizar o sugador para remover o excesso de saliva.
4. Seque os dentes com jatos de ar antes da aplicação para evitar diluição do produto.
5. Aplique o produto nos dentes preferencialmente com auxílio de uma moldeira ajustável por 1 a 4 minutos, conforme o controle de deglutição.
6. Oriente para que o paciente não coma, beba ou enxágue a boca durante os primeiros 30 minutos após a aplicação.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em temperatura ambiente (0°C a 30°C), protegido da umidade e exposição solar direta.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:

O produto pode ser transportado em temperaturas entre -5°C e 50°C.

DATA DE FABRICAÇÃO:

VIDE EMBALAGEM.

DATA DE VALIDADE:

24 (vinte e quatro) meses após a data de fabricação.

**PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.
SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.
MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**



**Manter fora do
alcance de crianças**



**Veja o Manual de
Instruções**



Siga as instruções



Reciclável

Potenza

CLOUD FLÚOR

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

Manufacturer and registration holder: PHS DO BRASIL LTDA

Ottokar Doerffel Street, 1112, Atiradores, Joinville/SC, Brazil,

CIP CODE: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05 BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Operating permit MS: X401M5619X7L(8.11.992-7)

Notification at ANVISA nº81199270029

Technical manager: ÉLEN LOOS LEHM - CRQ/SC NR. 13303733



Technical Support

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Product trade name: POTENZA CLOUD FLÚOR

Product Technical Name: Fluid with Fluoride for Dental Use

READ CAREFULLY ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE APPLYING THE PRODUCT.

KEEP FOR CONSULTATION UNTIL THE PRODUCT IS COMPLETELY CONSUMED.

KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THE PRODUCT HAS NO MORE INTERACTION WITH YOUR PATIENT.

MAKE SURE THAT THE INSTRUCTIONS FOR USE AGREE WITH THE PRODUCT TO BE USED.

TO ACCESS THE PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTIONS FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.

BASIC COMPOSITION:

Water, sodium fluoride, thickener, foam stabilizer, flavor and preservative.

PRODUCT DESCRIPTION:

POTENZA CLOUD FLUOR is a fluoridated foam that contains fluoride as an active ingredient, acts as a remineralizing agent for dental enamel, binding to the calcium and phosphate naturally present in the tooth and forming fluorapatite, a material that is resistant to caries and helps prevent it.

PRODUCT INDICATION:

POTENZA CLOUD FLUOR is indicated for enamel fluoridation of patients at high risk of caries, including people with special needs and orthodontic patients, patients undergoing periodontal scaling and cases of dentin hypersensitivity.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use the product on patients who are allergic to any of the components of the formula.

PRECAUTIONS:

Follow the instructions for use;
Do not use if the packaging is damaged;
Do not use if the validity of the product has expired;
Avoid contact with eyes, skin or hair. If it occurs, wash abundantly and monitor until remission of any signs or symptoms;
Do not leave the product within the reach of children or people not qualified for its use;
Right after using the product, keep its packaging properly closed.

SIDE EFFECTS:

If the product is used according to this IFU, no side effects are expected.

WARNINGS:

Avoid contact of the product to the mucosa, skin, eyes and hair; Store the product away from sunlight and heat sources; Do not leave the product within the reach of children or people not qualified for its use.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Place a mouth opener to retract lips;
2. Perform teeth prophylaxis (pumice stone and water or prophylactic paste).
3. Position the patient in an upright position to reduce the risk of swallowing and use the saliva ejector to remove excess saliva.
4. Air dry teeth before application to avoid product dilution.
5. Apply the product on the teeth preferably with the aid of an adjustable tray for 1 to 4 minutes, depending on the swallowing control.
6. Instruct the patient not to eat, drink or rinse his mouth during the first 30 minutes after application.

CONSERVATION AND STORAGE:

Store the product at room temperature (0°C to 30°C), protected from moisture and direct sunlight.

CONDITIONS OF TRANSPORT:

The product can be transported at temperatures between -5°C and 50°C.

MANUFACTURING DATE:

SEE PACKAGING.

EXPIRATION DATE:

24 (twenty-four) months after the manufacturing date.

PRODUCT FOR EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICES. ONLY FOR USE BY PROFESSIONALS IN THE DENTAL AREA. KEEP THE PACKAGING CLOSED WHEN NOT IN USE.



Keep out of the reach of children



See the instruction manual



Follow the instructions



Recyclable

Potenza

CLOUD FLÚOR

INSTRUCCIONES DE USO PARA PROFESIONALES

Fabricante y titular del registro: PHS DO BRASIL LTDA

Calle Ottokar Doerffel, 1112, Atiradores, Joinville/SC, Brasil

CEP: 89203-212

CNPJ: 17.910.389/0001-05 INDUSTRIA BRASILEÑA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Permiso de funcionamiento MS: X401M5619X7L(8.11.992-7)

Notificación en ANVISA nº81199270029

Responsable técnico: ÉLEN LOOS LEHM - CRQ/SC NR. 13303733



Soporte Técnico

0800-000-3780

www.phsgroup.com.br

Nombre comercial del producto: POTENZA CLOUD FLÚOR

Nombre técnico del producto: Fluido con Flúor para Uso Dental

LEA ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

GUARDE PARA CONSULTA HASTA EL TOTAL CONSUMO DEL PRODUCTO. GUARDE ESTA INSTRUCCIÓN HASTA QUE EL PRODUCTO NO TENGA MÁS INTERACCIÓN CON SU PACIENTE.

ASEGÚRESE DE QUE LA INSTRUCCIÓN DE USO ESTÁ CORRECTA DE ACUERDO CON EL PRODUCTO A UTILIZAR.

PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DE LAS INSTRUCCIONES DE USO, CONTACTE AL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.

COMPOSICIÓN BÁSICA:

Agua, fluoruro de sodio, espesante, estabilizador de espuma, aroma y conservante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA CLOUD FLUOR es una espuma fluorada que contiene flúor como principio activo, actúa como agente remineralizante del esmalte dental, uniéndose al calcio y fosfato presentes de forma natural en el diente y formando fluorapatito, un material resistente a la caries y que ayuda a prevenirla.

INDICACIÓN DEL PRODUCTO:

POTENZA CLOUD FLUOR está indicado para la fluoración del esmalte de pacientes con alto riesgo de caries, incluyendo personas con necesidades especiales y ortodoncia, pacientes sometidos a descamación periodontal y casos de hipersensibilidad dentinaria.

CONTRA INDICACIONES:

No utilizar el producto en pacientes alérgicos a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

Siga las instrucciones de uso;
No lo use si el paquete está dañado;
No lo use si la validez del producto ha expirado;
Evite el contacto con los ojos, la piel o el cabello. Si ocurre, lavar abundantemente y vigilar hasta la remisión de cualquier signo o síntoma;
No deje el producto al alcance de niños o personas no calificadas para su uso;
Inmediatamente después de utilizar el producto, mantenga su embalaje debidamente cerrado.

EFFECTOS COLATERALES:

Si el producto se usa según las indicaciones, no se esperan efectos secundarios.

ADVERTENCIAS:

Evitar el contacto del producto con las mucosas, piel, ojos y cabello; Guarde el producto lejos de la luz solar y fuentes de calor; No deje el producto al alcance de niños o personas no cualificadas para su uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Realice la retracción de los tejidos blandos (p. ej., abridor de boca).
2. Realizar profilaxis profesional previa (piedra pómez y agua o pasta profiláctica).
3. Coloque al paciente en posición vertical para reducir el riesgo de tragar y utilice la ventosa para eliminar el exceso de saliva.
4. Seque los dientes al aire antes de la aplicación para evitar la dilución del producto.
5. Aplicar el producto sobre los dientes preferentemente con la ayuda de una cubeta regulable de 1 a 4 minutos, dependiendo del control de la deglución.
6. Indique al paciente que no coma, beba ni se enjuague la boca durante los primeros 30 minutos después de la aplicación.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto a temperatura ambiente (0°C a 30°C), protegido de la humedad y de la luz solar directa.

CONDICIONES DE TRANSPORTE:

El producto puede ser transportado a temperaturas entre -5°C y 50°C.

FECHA DE FABRICACIÓN:

VER EMBALAJE.

FECHA DE VALIDEZ:

24 (veinticuatro) meses después de la fecha de fabricación.

**PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIOS DENTALES.
SOLO PARA USO DE PROFESIONALES DEL ÁREA DENTAL.
MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO SE UTILICE.**



Mantener fuera del alcance de los niños



Ver el Manual Instrucciones



Sigue las instrucciones



Reciclable