

# Potenza BLOXY

INSTRUÇÕES DE USO AO PROFISSIONAL

## **PHS DO BRASIL LTDA**

Rua Guilherme Boldt 210, Bairro: Zona Industrial Norte, Cidade: Joinville,

Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorização de Funcionamento MS: X401M5619X7L (8.11992.7)

Notificação na ANVISA nº 8.11992.70030

**Nome Comercial do Produto:** POTENZA BLOXY.

**Nome Comercial Alternativo:** GEL BLOQUEADOR DE OXIGÊNIO.

**Nome Técnico do Produto:** MATERIAIS AUXILIARES DE DENTISTICA.

**LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO ANTES DE APLICAR O PRODUTO.**

**GUARDE ESTA INSTRUÇÃO ATÉ NÃO HAVER MAIS INTERAÇÃO DO PRODUTO COM O SEU PACIENTE.**



**Suporte Técnico**

**0800-000-3780**

[www.phsgroup.com.br](http://www.phsgroup.com.br)

## **COMPOSIÇÃO BÁSICA:**

Glicerina, espessante, conservante, neutralizante, agente quelante e aroma.

## **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

O princípio de funcionamento envolve a criação de uma barreira física e impermeável entre os materiais odontológicos, como resinas compostas e cimentos resinosos, e o oxigênio do ambiente circundante. Isso é essencial para evitar a inibição da polimerização desses materiais pelo oxigênio, o que poderia comprometer a qualidade e a eficácia dos procedimentos odontológicos.

A glicerina, como componente-chave do gel, desempenha um papel importante nesse processo de bloqueio de oxigênio. A glicerina é um líquido viscoso que possui propriedades lubrificantes e é capaz de formar uma camada protetora na superfície dos materiais odontológicos. A aplicação do gel à base de glicerina forma uma barreira física entre o material e o oxigênio, impedindo que o oxigênio alcance o material e interfira na reação de polimerização.

Justamente pelas características de gel é capaz também de realizar a lubrificação de materiais odontológicos como fios de afastamento gengival, de forma segura e suave.

## **INDICAÇÃO DO PRODUTO:**

POTENZA BLOXY possui propriedades lubrificantes e é resistente à penetração de oxigênio, sendo formulado a base de glicerina tem o propósito de estabelecer uma barreira protetora. Essa barreira impede o contato entre resinas compostas e cimentos resinosos com o oxigênio, garantindo maior eficácia da polimerização. Além disso, esse gel desempenha um papel na lubrificação dos fios de afastamento gengival, proporcionando uma aplicação delicada e eficiente.

## **PRECAUÇÕES:**

- Teste de Sensibilidade: Antes da aplicação do gel em um paciente, realize um teste de sensibilidade para verificar se há reações alérgicas ou irritações. Aplique uma pequena quantidade do gel em uma área discreta e observe possíveis reações por um curto período;
- Evitar o contato direto do gel com os olhos e a pele. Usar proteção adequada, como luvas e óculos de proteção, durante a aplicação;
- Aplicar a quantidade adequada de gel para cobrir as áreas desejadas. Evitar excessos que possam dificultar o procedimento ou interferir na polimerização;
- Remover o gel bloqueador de oxigênio de maneira completa e eficiente após a etapa de polimerização. Garanta que nenhum resíduo permaneça na área tratada;
- Observar o paciente durante e após o procedimento para detectar quaisquer reações adversas, como irritações, alergias ou desconfortos;

- Verificar a compatibilidade do gel com outros materiais odontológicos, como resinas e cimentos, para evitar interferências na adesão ou nas propriedades físicas;
- Manter o gel bloqueador de oxigênio em local fresco e seco, longe de fontes de calor diretas e da luz solar direta.

### **CONTRAINDICAÇÕES:**

- O gel bloqueador de oxigênio pode não ser adequado para crianças pequenas, especialmente aquelas que têm dificuldade em seguir instruções ou que podem engolir o produto acidentalmente;
- Se o paciente teve reações adversas anteriores a produtos odontológicos similares, é prudente evitar o uso do gel bloqueador de oxigênio para minimizar o risco de recorrência;
- Não utilizar o material após a data de expiração indicada nas embalagens.

### **EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS:**

- Alguns pacientes podem experimentar irritação ou sensibilidade na área onde o gel foi aplicado. Isso pode se manifestar como vermelhidão, inchaço, ardor ou desconforto;
- Embora raras, algumas pessoas podem ter reações alérgicas a ingredientes presentes no gel bloqueador de oxigênio. Isso pode levar a coceira, erupções cutâneas, inchaço ou outros sintomas alérgicos;
- Se o gel não for aplicado corretamente ou removido adequadamente após a fotoativação, pode ocorrer interferência na polimerização de materiais odontológicos, afetando a qualidade do tratamento.

### **ADVERTÊNCIAS:**

- O gel bloqueador de oxigênio odontológico destina-se exclusivamente ao uso por profissionais de saúde dental treinados. Não deve ser utilizado por pacientes sem orientação ou supervisão adequada;
- Não ingerir o produto;
- Evitar contato direto com os olhos. Em caso de contato acidental, lave os olhos com água em abundância e procure assistência médica se a irritação persistir. Também, evite contato prolongado com a pele e lave as mãos após a aplicação;
- Verificar a compatibilidade do gel com outros materiais odontológicos, como resinas, cimentos e dispositivos. Algumas interações podem afetar a adesão ou propriedades mecânicas;
- Descartar qualquer excesso de gel bloqueador de oxigênio de acordo com as regulamentações locais. Evite a contaminação ambiental e a exposição a terceiros;
- Respeitar o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado;

- Manter fora do alcance das crianças;
- Este produto foi fabricado somente para uso odontológico e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso;
- É de responsabilidade do profissional comprovar, antes da utilização do produto, se este produto é compatível e adequado para a utilização desejada;
- Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins;
- PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO;
- SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA;
- MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO;
- IMPORTANTE: Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

## **INSTRUÇÕES DE USO:**

### **Cimentação de peças indiretas:**

**1º Passo:** Com o cimento resinoso já aplicado no interior da peça, leve-a ao dente e remova os excessos de cimento que extravasam;

**2º Passo:** Aplique uma camada de Potenza Bloxy em toda margem acessível da peça e fotopolimerize toda a região pelo tempo recomendado pelo fabricante do agente cimentante. Caso tenha utilizado um cimento autopolimerizável, mantenha Potenza Bloxy aplicado durante todo o tempo de cura química do produto;

**3º Passo:** Remova Potenza Bloxy com spray de ar/água durante 30 segundos ou até que seja removido completamente. Proceda, então, ao acabamento e polimento das margens conforme necessário.

### **Restaurações diretas:**

**1º Passo:** Após concluir a escultura do último incremento da restauração e antes da fotopolimerização deste, aplique fina camada de Potenza Bloxy gentilmente por toda a superfície acessível da restauração e suas margens visíveis. Cuidado para não alterar a forma da restauração durante a aplicação;

**2º Passo:** Com a superfície inteiramente coberta, fotopolimerize pelo tempo recomendado pelo fabricante do compósito;

**3º Passo:** Remova Potenza Bloxy com spray de ar/água durante 30 segundos ou até que seja removido completamente. Proceda, então, ao acabamento e polimento da restauração conforme necessário.

**CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO:**

- Manter o produto na embalagem original;
- Proteger da incidência de luz solar direta;
- Armazene o produto em temperaturas de 0 °C a 30 °C.

**CONDIÇÕES DE TRANSPORTE:**

- O produto pode ser transportado a temperaturas entre -5 °C e 50 °C.

**DATA DE FABRICAÇÃO: VIDE EMBALAGEM.****PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO.****PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOMENTE PARA USO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ODONTOLÓGICA.****CERTIFIQUE-SE DE QUE A INSTRUÇÃO DE USO ESTÁ DE ACORDO COMO PRODUTO A SER UTILIZADO.****PARA TER ACESSO À VERSÃO IMPRESSA DA INSTRUÇÃO DE USO, ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA EMPRESA.****MANTER A EMBALAGEM FECHADA QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.**

**Data Publicada: 06/03/2025**

**Código: IFU-025**

**Versão: 02**



**Suporte Técnico**  
**0800-000-3780**  
[www.phsgroup.com.br](http://www.phsgroup.com.br)

# Potenza BLOXY

INSTRUCTIONS FOR USE FOR PROFESSIONALS

## **PHS DO BRASIL LTDA**

Guilherme Boldt Street, 210, District: Zona Industrial Norte, City: Joinville,

State: Santa Catarina, Country: Brazil - Zip Code: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - BRAZILIAN INDUSTRY

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Health Ministry's Operating Licence: X401M5619X7L (8.11992.7)

Notification at ANVISA number: 8.11992.70030

**Product Commercial Name:** POTENZA BLOXY.

**Alternative Commercial Name:** OXYGEN BLOCKING GEL.

**Technical Product Name:** DENTAL AUXILIARY MATERIALS.

**READ ALL THE INFORMATION IN THIS INSTRUCTION FOR USE CAREFULLY BEFORE APPLYING THE PRODUCT.**

**KEEP THIS INSTRUCTION UNTIL THERE IS NO FURTHER INTERACTION OF THE PRODUCT WITH YOUR PATIENT.**



**BASIC COMPOSITION:**

Glycerin, thickener, preservative, neutralizer, chelating agent and aroma.

**PRODUCT DESCRIPTION:**

The operating principle involves creating a physical, impermeable barrier between dental materials, such as composite resins and resin cements, and oxygen from the surrounding environment. This is essential to avoid inhibiting the polymerization of these materials by oxygen, which could compromise the quality and effectiveness of dental procedures. Glycerin, as a key component of the gel, plays an important role in this oxygen-locking process. Glycerin is a viscous liquid that has lubricating properties and is capable of forming a protective layer on the surface of dental materials. The application of the glycerin-based gel forms a physical barrier between the material and oxygen, preventing oxygen from reaching the material and interfering with the polymerization reaction. Precisely due to the gel's characteristics, it is also capable of lubricating dental materials such as gingival retraction threads, in a safe and gentle way.

**PRODUCT INDICATION:**

POTENZA BLOXY has lubricating properties and is resistant to oxygen penetration, being formulated with a glycerin base for the purpose of establishing a protective barrier. This barrier prevents contact between composite resins and resin cements with oxygen, ensuring greater polymerization effectiveness. Furthermore, this gel plays a role in lubricating the gingival retraction threads, providing a delicate and efficient application.

**PRECAUTIONS:**

- Sensitivity Test: Before applying the gel to a patient, perform a sensitivity test to check for allergic reactions or irritations. Apply a small amount of the gel to a discreet area and observe possible reactions for a short period;
- Avoid direct contact of the gel with the eyes and skin. Use adequate protection, such as gloves and protective glasses, during application;
- Apply the appropriate amount of gel to cover the desired areas. Avoid excesses that could make the procedure difficult or interfere with polymerization;
- Remove the oxygen blocking gel completely and efficiently after the polymerization step. Ensure that no residue remains in the treated area;
- Observe the patient during and after the procedure to detect any adverse reactions, such as irritation, allergies or discomfort;
- Check the compatibility of the gel with other dental materials, such as resins and cements, to avoid interference with adhesion or physical properties;
- Keep the oxygen blocking gel in a cool, dry place, away from direct heat sources and direct sunlight.

**CONTRAINDICATIONS:**

- Oxygen blocking gel may not be suitable for young children, especially those who have difficulty following instructions or who may accidentally swallow the product;
- If the patient has had previous adverse reactions to similar dental products, it is prudent to avoid the use of oxygen blocking gel to minimize the risk of recurrence;
- Do not use the material after the expiration date indicated on the packaging.

**POSSIBLE SIDE EFFECTS:**

- Some patients may experience irritation or sensitivity in the area where the gel was applied. This may manifest as redness, swelling, burning or discomfort;
- Although rare, some people may have allergic reactions to ingredients in oxygen blocking gel. This can lead to itching, rashes, swelling, or other allergic symptoms;
- If the gel is not applied correctly or removed properly after photoactivation, interference with the polymerization of dental materials may occur, affecting the quality of the treatment.

**WARNING:**

- Dental Oxygen Blocking Gel is intended solely for use by trained dental health professionals. It should not be used by patients without adequate guidance or supervision;
- Do not ingest the product;
- Avoid direct contact with eyes. In case of accidental contact, wash eyes with plenty of water and seek medical assistance if irritation persists. Also, avoid prolonged contact with the skin and wash your hands after application;
- Check the compatibility of the gel with other dental materials, such as resins, cements and devices. Some interactions may affect adhesion or mechanical properties;
- Dispose of any excess oxygen blocking gel in accordance with local regulations. Avoid environmental contamination and exposure to third parties;
- Respect the expiration date. Never use the product if it has expired;
- Keep out of the reach of children;
- This product was manufactured for dental use only and must be handled in accordance with the instructions for use;
- It is the professional's responsibility to check, before using the product, whether this product is compatible and suitable for the desired use;
- Do not reuse empty packaging for other purposes;
- PRODUCT FOR EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICES;
- ONLY FOR USE BY DENTAL PROFESSIONALS;
- KEEP THE PACKAGE CLOSED WHEN NOT IN USE;
- IMPORTANT: Suspend use of the product in case of allergic reactions.



## **INSTRUCTIONS FOR USE:**

### **Cementation of indirect parts:**

**1st STEP:** With the resin cement already applied inside the piece, take it to the tooth and remove excess cement that leaks;

**2nd STEP:** Apply a layer of Potenza Bloxy to the entire accessible margin of the piece and light-polymerize the entire region for the time recommended by the cementing agent manufacturer. If you used a self-polymerizing cement, keep Potenza Bloxy applied throughout the product's chemical curing time;

**3rd STEP:** Remove Potenza Bloxy with air/water spray for 30 seconds or until completely removed. Then proceed to finish and polish the margins as necessary.

### **Direct Restores:**

**1st STEP:** After completing the sculpting of the last increment of the restoration and before light-curing it, apply a thin layer of Potenza Bloxy gently over the entire accessible surface of the restoration and its visible margins. Be careful not to change the shape of the restoration during application;

**2nd STEP:** With the surface entirely covered, light cure for the time recommended by the composite manufacturer;

**3rd STEP:** Remove Potenza Bloxy with air/water spray for 30 seconds or until completely removed. Then proceed to finish and polish the restoration as necessary.

## **CONSERVATION AND STORAGE:**

- Keep the product in the original packaging;
- Protect from direct sunlight;
- Store the product at temperatures from 0 °C to 30 °C.

## **TRANSPORT CONDITIONS:**

- The product can be transported at temperatures between -5 °C and 50 °C.

**MANUFACTURING DATE: SEE PACKAGING.**

**SHELF LIFE: 2 YEARS AFTER THE MANUFACTURING DATE.**

**PRODUCT OF EXCLUSIVE USE IN DENTAL OFFICE. ONLY FOR USE OF DENTAL PROFESSIONALS.**

**MAKE SURE THAT THE INSTRUCTION FOR USE IS IN ACCORDANCE WITH THE PRODUCT TO BE USED.**

**TO ACCESS THE PRINTED VERSION OF THE INSTRUCTION FOR USE, CONTACT THE COMPANY'S TECHNICAL SUPPORT.**

**KEEP THE PACKAGING CLOSED WHEN NOT IN USE.**

**Publication Date: 03-06-2025**

**Code: IFU-025**

**Version: 02**



# Potenza BLOXY

INSTRUCCIONES DE USO AL PROFESIONAL

## **PHS DO BRASIL LTDA**

Calle Guilherme Boldt 210, Barrio: Zona Industrial Norte, Ciudad: Joinville,

Estado: Santa Catarina, País: Brasil - CEP: 89239-260

CNPJ: 17.910.389/0001-05 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

E-MAIL: contato@phsdo brasil.com.br

Autorización de Operación MS:X401M5619X7L (8.11992.7)

Notificación en ANVISA nº 8.11992.70030

**Nombre Comercial del Producto:** POTENZA BLOXY.

**Nombre Comercial Alternativo:** GEL BLOQUEADOR DE OXÍGENO.

**Nombre Técnico del Producto:** MATERIALES AUXILIARES DENTALES.

**LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.**

**GUARDE ESTE INSTRUCTIVO HASTA QUE NO HAYA MÁS INTERACCIÓN DEL PRODUCTO CON SU PACIENTE.**



**Soporte Técnico**

**0800-000-3780**

[www.phsgroup.com.br](http://www.phsgroup.com.br)

## **COMPOSICIÓN BÁSICA:**

Glicerina, espesante, conservante, neutralizador, quelante y aroma.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

El principio de funcionamiento implica crear una barrera física impermeable entre los materiales dentales, como resinas compuestas y cementos de resina, y el oxígeno del entorno circundante. Esto es fundamental para evitar inhibir la polimerización de estos materiales por el oxígeno, lo que podría comprometer la calidad y eficacia de los procedimientos odontológicos. La glicerina, como componente clave del gel, juega un papel importante en este proceso de bloqueo de oxígeno. La glicerina es un líquido viscoso que tiene propiedades lubricantes y es capaz de formar una capa protectora sobre la superficie de los materiales dentales. La aplicación del gel a base de glicerina forma una barrera física entre el material y el oxígeno, evitando que el oxígeno llegue al material e interfiera con la reacción de polimerización. Precisamente por las características del gel, también es capaz de lubricar materiales dentales como los hilos de retracción gingival, de forma segura y suave.

## **INDICACIÓN DEL PRODUCTO:**

POTENZA BLOXY tiene propiedades lubricantes y es resistente a la penetración de oxígeno, estando formulado a base de glicerina con el fin de establecer una barrera protectora. Esta barrera evita el contacto entre las resinas compuestas y los cementos resinosos con el oxígeno, asegurando una mayor efectividad de la polimerización. Además, este gel desempeña un papel de lubricación de los hilos de retracción gingival, proporcionando una aplicación delicada y eficaz.

## **PRECAUCIONES:**

- Prueba de Sensibilidad: Antes de aplicar el gel a un paciente, realice una prueba de sensibilidad para comprobar si hay reacciones alérgicas o irritaciones. Aplicar una pequeña cantidad de gel en una zona discreta y observar posibles reacciones durante un breve periodo;
- Evite el contacto directo del gel con los ojos y la piel. Utilice protección adecuada, como guantes y gafas protectoras, durante la aplicación;
- Aplicar la cantidad adecuada de gel para cubrir las zonas deseadas. Evite excesos que puedan dificultar el procedimiento o interferir con la polimerización;
- Retire el gel bloqueador de oxígeno completa y eficientemente después del paso de polimerización. Asegúrese de que no queden residuos en la zona tratada;
- Observar al paciente durante y después del procedimiento para detectar cualquier reacción adversa, como irritación, alergias o malestar;
- Verificar la compatibilidad del gel con otros materiales dentales, como resinas y cementos, para evitar interferencias con la adhesión o las propiedades físicas;

- Mantenga el gel bloqueador de oxígeno en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar directa.

### **CONTRAINDICACIONES:**

- El gel bloqueador de oxígeno puede no ser adecuado para niños pequeños, especialmente aquellos que tienen dificultades para seguir las instrucciones o que pueden tragar accidentalmente el producto;
- Si el paciente ha tenido reacciones adversas previas a productos dentales similares, es prudente evitar el uso de gel bloqueador de oxígeno para minimizar el riesgo de recurrencia;
- No utilice el material después de la fecha de caducidad indicada en el embalaje.

### **POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS:**

- Algunos pacientes pueden experimentar irritación o sensibilidad en el área donde se aplicó el gel. Esto puede manifestarse como enrojecimiento, hinchazón, ardor o malestar;
- Aunque es poco común, algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a los ingredientes del gel bloqueador de oxígeno. Esto puede provocar picazón, erupciones cutáneas, hinchazón u otros síntomas alérgicos;
- Si el gel no se aplica correctamente o no se retira correctamente después de la fotoactivación, se pueden producir interferencias con la polimerización de los materiales dentales, afectando la calidad del tratamiento.

### **ADVERTENCIAS:**

- El gel bloqueador de oxígeno dental está destinado únicamente a profesionales de la salud dental capacitados. No debe ser utilizado por pacientes sin orientación o supervisión adecuada;
- No ingiera el producto;
- Evite el contacto directo con los ojos. En caso de contacto accidental, lavar los ojos con abundante agua y buscar asistencia médica si persiste la irritación. Además, evite el contacto prolongado con la piel y lávese las manos después de la aplicación;
- Comprobar la compatibilidad del gel con otros materiales dentales, como resinas, cementos y dispositivos. Algunas interacciones pueden afectar la adhesión o las propiedades mecánicas;
- Deseche el exceso de gel bloqueador de oxígeno de acuerdo con las regulaciones locales. Evitar la contaminación ambiental y la exposición a terceros;
- Respetar la fecha de caducidad. Nunca utilices el producto si ha caducado;
- Mantener fuera del alcance de los niños;
- Este producto fue fabricado únicamente para uso dental y debe manipularse de acuerdo con las instrucciones de uso;

- Es responsabilidad del profesional comprobar, antes de utilizar el producto, si este es compatible y adecuado para el uso deseado;
- No reutilice los envases vacíos para otros fines;
- PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIOS DENTALES;
- SÓLO PARA USO DE PROFESIONALES DENTALES;
- MANTÉN EL PAQUETE CERRADO CUANDO NO SE UTILICE;
- IMPORTANTE: Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

### **Cementación de piezas indirectas:**

**1° Paso:** Con el cemento resinoso ya aplicado dentro de la pieza, llevarlo al diente y retirar el exceso de cemento que se escape;

**2° Paso:** Aplicar una capa de Potenza Bloxy en todo el margen accesible de la pieza y fotopolimerizar toda la región por el tiempo recomendado por el fabricante del cementante. Si utilizó cemento autopolimerizable, mantenga aplicado Potenza Bloxy durante todo el tiempo de curado químico del producto;

**3° Paso:** Retire Potenza Bloxy con spray de aire/agua durante 30 segundos o hasta su total eliminación. Luego procede a terminar y pulir los márgenes según sea necesario.

### **Restauraciones directas:**

**1° Paso:** Después de completar el esculpido del último incremento de la restauración y antes de fotopolimerizarla, aplique suavemente una fina capa de Potenza Bloxy sobre toda la superficie accesible de la restauración y sus márgenes visibles. Tenga cuidado de no cambiar la forma de la restauración durante la aplicación;

**2° Paso:** Con la superficie totalmente cubierta, fotopolimerizar durante el tiempo recomendado por el fabricante del composite;

**3° Paso:** Retire Potenza Bloxy con spray de aire/agua durante 30 segundos o hasta su total eliminación. Luego proceda a terminar y pulir la restauración según sea necesario.

## **CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

- Conservar el producto en el embalaje original;
- Proteger de la luz solar directa;
- Almacenar el producto a temperaturas de 0 °C a 30 °C.

**CONDICIONES DE TRANSPORTE:**

- El producto puede transportarse a temperaturas entre -5 °C y 50 °C.

**FECHA DE FABRICACIÓN: VER EMBALAJE.**

**FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.**

**PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN CONSULTORIO DENTAL. SÓLO PARA USO POR PROFESIONALES DENTALES.**

**ASEGÚRESE DE QUE LAS INSTRUCCIONES DE USO ESTÁN DE ACUERDO CON EL PRODUCTO A UTILIZAR.**

**PARA ACCEDER A LA VERSIÓN IMPRESA DEL INSTRUCCIONES DE USO CONTACTAR CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA EMPRESA.**

**MANTENGA EL EMBALAJE CERRADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.**

**Fecha de Publicación: 06/03/2025**

**Código: IFU-025**

**Versión: 02**




**Soporte Técnico**


**0800-000-3780**

[www.phsgroup.com.br](http://www.phsgroup.com.br)

## PICTOGRAMAS / PICTOGRAMS / PICTOGRAMAS

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Data de Fabricação</p> <p>Manufacture Date</p> <p>Fecha de Fabricación</p>         |    | <p>Número de Referência</p> <p>Reference Number</p> <p>Numero de Referencia</p>                                       |
|    | <p>Data de Validade</p> <p>Expiration Date</p> <p>Fecha de Caducidad</p>              |    | <p>Dispositivo Médico</p> <p>Medical Device</p> <p>Dispositivo Médico</p>                                             |
|   | <p>Fabricante</p> <p>Manufacturer Identification</p> <p>Fabricante</p>                |   | <p>Identificação Única do Dispositivo</p> <p>Unique Device Identifier</p> <p>Identificación Única del Dispositivo</p> |
|  | <p>Limites de Temperatura</p> <p>Temperature Limits</p> <p>Límites de Temperatura</p> |  | <p>Código de Lote</p> <p>Lot Code</p> <p>Código de Lote</p>                                                           |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Plástico Polipropileno</p> <p>Polypropylene Plastic</p> <p>Plástico Polipropileno</p>                                                                           |    | <p>Manter Longe da Luz Solar</p> <p>Keep Away From Sunlight</p> <p>Mantener Alejado de la Luz Solar</p>                        |
|    | <p>Consultar as Instruções de Utilização Eletrônicas</p> <p>Consult the Electronic Instructions for Use</p> <p>Consultar las Instrucciones de Uso Electrónicas</p> |    | <p>Manter Seco</p> <p>Keep Dry</p> <p>Mantener Seco</p>                                                                        |
|   | <p>Não Estéril</p> <p>Non-sterile</p> <p>No Estéril</p>                                                                                                            |   | <p>Manter Fora do Alcance das Crianças</p> <p>Keep Out of Reach of Children</p> <p>Mantener Fuera del Alcance de los Niños</p> |
|  | <p>Somente para Uso Profissional</p> <p>For Professional Use Only</p> <p>Solo para Uso Profesional</p>                                                             |  | <p>Não Reutilizar</p> <p>Do Not Reuse</p> <p>No reutilizar</p>                                                                 |