




T1E

- A 30,50
- C 9,50
- B 32,70
- D 8,70



T3E

- A 33,50
- C 11,10
- B 34,60
- D 9,80

Articulación/Articulation/articulação

Anteriores - Anteriors - Anterior		Posteriores - Posteriors - Posterior		
Sup. - Upper	Inf. - Lower	0°	20°	33°
A25	2E	11 - 13	41	T1E
A26	46	13	41	T1E
3P	3P	13	44	T3E
264	2E	13	41 - 44	T1E
2D	2D	11		T1E
3D	3D	11 - 13	41	
3N	3N	11	41	
2N	2N	11	41	T1E
263	2N	11	41	T1E
266	26		45	T3E

Tonalidades Vita®\*/Vita®\* Shades/Tons Vita®\*

A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, D3.

\* Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Ejemplos/Examples/Exemplo - (mm)

Molde 2N  
Mould 2N

A Largo del central sin cuello.  
Length of central without collar  
Comprimento do central sem colo

42,50

B Ancho del central.  
Width of central  
Largura do central

7,60

C Ancho de los 6 anteriores en línea.  
Width of 6 anteriors on a straight line  
Largura dos 6 anteriores em linha


10,20

Anteriores superiores  
Upper anteriors  
Anterior superior



Anteriores inferiores  
Lower anteriors  
Anterior inferior

32,60



Molde T1E  
Mould T1E


A-B Ancho de los 4 posteriores superiores o inferiores en línea.  
Width of 4 upper or lower posteriors on a straight line  
Largura dos 4 posterior superior o inferior em linha

30,50

C-D Ancho del primer molar superior o inferior izquierdo.  
Width of the upper first molar or lower left molar  
Largura do primer molar superior ou inferior esquerda


9,50

Posteriores superiores  
Upper posteriors  
Posterior superior



Posteriores inferiores  
Lower posteriors  
Posterior inferior

32,70




# Newcryl®



DIENTES DE RESINA ACRÍLICA  
ACRYLIC RESIN TEETH  
DENTES DE RESINA ACRÍLICA

FLUORESCENCIA NATURAL  
NATURAL FLUORESCENCE  
FLUORESCÊNCIA NATURAL

Carta de moldes  
Mould chart  
Carta molde



Fabricado por/Manufactured by:



Cr. 53 No.50-09 Guarne, Antioquia, Colombia  
PBX: (+57-604) 550 00 00 - 403 87 60



www.phsgroup.com.br  
0800 000 3780

Síguenos / Follow us:



ISO 22112



SC 358-1  
SC 358-2

DM 017-1  
DM 017-2



ANTERIORES SUPERIORES  
UPPER ANTERIORS  
ANTERIOR SUPERIOR



**2D**  
A 9.50  
B 7.60  
C 43.00



**3N**  
A 10.00  
B 8.00  
C 44.60



**3D**  
A 9.20  
B 8.00  
C 42.70




**A25**  
A 9.50  
B 8.50  
C 45.60



**3P**  
A 10.70  
B 8.70  
C 48.60



**A26**  
A 9.70  
B 8.90  
C 47.10



**264**  
A 10.60  
B 8.10  
C 44.60






**266**  
A 12.00  
B 9.10  
C 50.00



**2N**  
A 10.20  
B 7.60  
C 42.50



**263**  
A 10.10  
B 7.60  
C 41.80



**2D**  
A 9.30  
B 5.00  
C 31.70



**3D**  
A 8.60  
B 4.90  
C 32.80



**2E**  
A 9.50  
B 5.40  
C 35.10




**2N**  
A 9.00  
B 5.00  
C 32.60

# Newcryl®


DIENTES DE RESINA ACRÍLICA  
ACRYLIC RESIN TEETH  
DENTES DE RESINA ACRÍLICA

Fluorescencia Natural  
Natural Fluorescence  
Fluorescência Natural

POSTERIORES SUPERIORES  
UPPER POSTERIOR  
POSTERIOR SUPERIOR



POSTERIORES INFERIORES  
LOWER POSTERIOR  
POSTERIOR INFERIOR




**11**  
A 29.50  
C 8.10  
B 31.30  
D 7.10



**13**  
A 30.40  
C 8.50  
B 33.40  
D 7.30



**41**  
A 29.20  
C 8.80  
B 31.00  
D 8.30



**44**  
A 32.00  
C 9.10  
B 34.00  
D 8.60



**45**  
A 34.50  
C 9.40  
B 35.90  
D 8.40



**3N**  
A 9.50  
B 5.00  
C 33.90



**3P**  
A 10.00  
B 6.00  
C 38.00



**26**  
A 11.50  
B 5.50  
C 37.50



**46**  
A 8.70  
B 5.50  
C 36.20